

Produktbeschreibung

Der randlose Silikonschaumverband kombiniert die hervorragende Absorption von Schaumstoff mit der sanften Haftung von Silikon. Er absorbiert effektiv Exsudat durch das Silikonnetz aus der Wunde und sorgt für eine feuchte Wundheilungsumgebung, um die Wundheilung zu fördern. Die Silikon-Wundkontaktschicht kann Schmerzen und Traumata beim Verbandwechsel minimieren und den Komfort für den Patienten erhöhen. Die wasserdichte Außenschicht schützt die Wunde vor Schmutz und Bakterien.

Funktionsprinzip

Silikonschaumverband ohne Rand ist ein hochgradig anpassungsfähiger Verband, der Exsudate absorbiert, ein feuchtes Wundmilieu aufrechterhält und das Risiko einer Mazeration minimiert. Der Verband verfügt über eine Silikon-Wundkontaktschicht, die die Schmerzen der Patienten und das Trauma der Wunden und der umgebenden Haut beim Entfernen des Verbandes minimiert.

Verwendungszweck

Silikonschaumverband ohne Rand ist ein hochgradig anpassungsfähiger Verband, der Exsudate absorbiert und ein feuchtes Wundmilieu aufrechterhält, um die Wundheilung zu fördern.

Indikationen

Silikonschaumverband ohne Rand ist für ein breites Spektrum von exsudierenden Wunden wie Bein- und Fußgeschwüre, Druckgeschwüre und traumatische Wunden, z. B. Hautrisse und sekundär heilende Wunden, bestimmt.

Kontraindikationen

1. Überprüfen Sie die Wunde auf Anzeichen einer Infektion vor der Anwendung. Wenn eine Infektion auftritt, suchen Sie einen Arzt auf.
2. Nicht bei Patienten mit einer bekannten Überempfindlichkeit gegen das Produkt selbst oder seine Bestandteile anwenden.

Unerwünschte Reaktionen

In sehr seltenen Fällen können bei der Anwendung von Silikonschaumverband folgende Risiken auftreten:

1. Nebenwirkungen (Ekzeme, Erytheme, Juckreiz, Blasenbildung usw.)
2. Wundinfektionen
3. Gefahr der Mazeration (Austrreten von Flüssigkeit)
4. Risiko der Hautablösung

Vorgesehener Benutzer

Das Produkt muss von einer medizinischen Fachkraft oder unter deren Aufsicht verwendet werden.


Vorgesehene Patienten

Patienten mit den Indikationen: Bein- und Fußgeschwüre, Druckgeschwüre und traumatische Wunden, z. B. Hautrisse und sekundär heilende Wunden.

Klinischer Nutzen

Minimierung der Patientenschmerzen beim Verbandwechsel.

Gebrauchsanweisung



Schritt 1: Den sterilen Wundverband unter Beachtung lokaler Richtlinien und Empfehlungen für die Handhabung steriler Wundverbände aus der Sterilverpackung entnehmen.

Schritt 2: Auf der Rückseite der Wundauflage den nicht-perforierten und kürzeren Folienteil entfernen.

Schritt 3: Mit der Mitte der Wundauflage das Zentrum der Wunde anpeilen und den unteren Teil der Wundauflage an der intakten Haut anbringen. Die äußeren Perforationslinien zeigen dabei auf 12 Uhr bzw. Richtung 3 Uhr.

Schritt 4: Wenn die Wundauflage angepasst werden muss, die linke Perforationslinie (12 Uhr) bis zur Mitte der Wundauflage auftrennen. Ist keine Anpassung nötig, die Restfolie der Rückseite entfernen und mit Schritt 7 fortfahren.

Schritt 5: Provisorisches Anpassen der Wundauflage auf die korrekte benötigte Durchmessergröße. Dieses erreicht man durch Überlappung der perforierten Wundauflagenteile nach links. Nach erfolgter korrekter Durchmesserermittlung gegebenenfalls überschüssige Teile durch Abtrennung an der Perforationslinie entfernen.

Schritt 6: Erst den verbliebenen, größeren Folienteil der wundzugewandten Wundauflagenseite entfernen. Dann den rechten Perforationsrand bündig an den linken Perforationsrand, bzw. leicht (5 mm) überlappend, anbringen.

Schritt 7: Nach Entfernen der Schutzfolie der wundzugewandten Seite wird die Wundauflage mittig auf der Wunde aufgebracht.

Hinweis

Das Intervall für den Verbandwechsel kann mehrere Tage betragen. Wechseln Sie den Verband, bevor er vollständig gesättigt ist, bei Anzeichen von Undichtigkeit oder wie in der klinischen Praxis angezeigt. Ein und dasselbe Produkt darf nicht länger als 7 Tage verwendet werden, eine ununterbrochene Anwendung nicht länger als 30 Tage.

Falls erforderlich, fixieren Sie den Verband mit einer Binde oder einer anderen Fixierung.

Vorsichtsmaßnahmen /Warnungen

- 1. Nicht wiederverwenden. Die Wiederverwendung führt zu Kreuzkontaminationen.
- 2. Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt oder geöffnet ist.
- 3. Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln wie Hypochloritlösungen oder Wasserstoffperoxid verwenden.
- 4. Bei nicht sterilisierten Produkten vor Gebrauch sterilisieren.

Lager- und Transportbedingungen

Das Produkt sollte in einem Lager unter normalen Raumbedingungen gelagert werden. Temperatur und Luftfeuchtigkeit des Raumes sind nicht genau festgelegt, aber er muss kühl und trocken sein. Direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden. Bei dem Transport ist den Konditionen wie Gewicht- und Gewichtsbelastung, Sonnenaussetzung sowie Regen- und Tropfenaussetzung Rechnung zu tragen.

Entsorgung

Die Entsorgung muss gemäß den lokalen Umwelt- und Entsorgungsvorschriften erfolgen.

Andere Informationen

- 1. Der Schaum kann sich unter Einfluss von Licht, Luft und/oder Wärme gelblich verfärben. Dies hat keinen Einfluss auf die Produkteigenschaften.
- 2. Der vorgesehene Benutzer benötigt keine Schulung für dieses Produkt.
- 3. Falls ein schwerwiegender Zwischenfall im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Verbandes aufgetreten ist, sollte er Winner Medical Co. Ltd. gemeldet werden.

Vertrieb durch

L+F Medizinprodukte GmbH
Am Gewerbepark 1a, 63594 Hasselroth - Neuenhaßlau / Germany
Tel.: +49 6184 99 53 357 | Fax: +49 6184 99 53 358
E-Mail: info@lf-med.de

Importeur

Raguse Gesellschaft für medizinische Produkte mbH
Südfeld 6, 59387 Ascheberg-Herbern /Germany

Hersteller

Winner Medical Co., Ltd.
Adresse: Winner Industrial Park, Nr. 660 Bulong Road,
Longhua District, 518109 Shenzhen, CHINA

Europäische Vertretung

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Adresse: Eiffestraße 80, 20537 Hamburg. Germany.

Made in China

Bedeutung der verwendeten Symbole



Nicht wiederverwenden



Nicht erneut sterilisieren



Halbbarkeitsdatum



Chargennummer



Katalogsnummer



Importeur



Datum der Herstellung



Medical device



Vor Sonnenbestrahlung
schützen



Vor Nässe schützen



Durch Ethylenoxid sterilisiert



Nicht verwenden, wenn die Verpackung
beschädigt ist und Gebrauchsanweisung
konsultieren



Hersteller



CE-Kennzeichnung mit der ID der
benannten Stelle



Bevollmächtigter Vertreter in der
Europäischen Gemeinschaft/Union



Gebrauchsanweisung oder elektronische
Gebrauchsanweisung beachten



Einfaches Sterilbarriere-System



Unique device Identifier



nach oben