LF MED



CPK COMPRESS-2

ZWEILAGIGES KOMPRESSIONSSYSTEM

26

2026 /09

CPK COMPRESS-2


Zweilagiges Kompressionssystem

CPK COMPRESS-2 ist ein zweilagiges Kompressionssystem, bestehend aus einer weichen, anpassungsfähigen Polsterbinde und einer elastischen, kohäsiven Bandage, die zusammen eine gleichmäßige Kompression gewährleisten.

Der Polsterverband ist weich, passt sich der Haut an und besteht aus Baumwolle, Viskose, Polyamid und Elasthan. Die kohäsive Bandage ist hautfarben, aus 100 % Baumwolle gefertigt und beidseitig mit einer latexfreien Kohäsivmasse beschichtet. Sie ist elastisch, sodass sich die Spannung variabel anpassen lässt und eine wirksame Kompression gewährleistet wird. Durch ihre kohäsive und rutschfeste Wirkung bleibt das System bis zu sieben Tage an Ort und Stelle.

Wie wirkt Kompression

- Gezielter Druck von außen verengt die erweiterten Venen, sodass die Venenklappen wieder schließen können.
- Die Muskel-Venen-Pumpe wird aktiviert, was die Strömungsgeschwindigkeit des Blutes erhöht und den Rückfluss zum Herzen beschleunigt.
- Stauungen im Gewebe (Ödeme) werden effektiv abgebaut und der Heilungsprozess chronischer Wunden spürbar beschleunigt.



Rund 75 % aller Patienten mit Venen- und Lymphgefäßveränderungen können allein durch eine Kompressionstherapie erfolgreich behandelt werden. Chronische Beingeschwüre (Ulcus cruris) heilen unter konsequenter Kompression nachweislich deutlich schneller ab.

Leistungen

- ✓ *Präzise Druckkontrolle von 40 oder 60 mmHg*
- ✓ *Visuelle Indikatoren für korrekte Überlappung*
- ✓ *Hoher Tragekomfort durch latexfreie Polsterung*
- ✓ *Sicherer Halt für bis zu 7 Tage*

CPK COMPRESS-2

Volldruck und druckreduzierte Kompressionssysteme

CPK COMPRESS-2 wird zur Behandlung von venösen Beingeschwüren, chronischem venösem Ödem und weiteren klinischen Zuständen eingesetzt, bei denen eine kontrollierte Kompression angezeigt ist. Das System ist in verschiedenen Größen und Druckstärken erhältlich, sodass die Anwendung individuell an die Bedürfnisse der Patienten angepasst werden kann.

Das druckreduzierte Kompressionssytem CKP COMPRESS-2 Lite baut einen Druck von ca. 20 mmHg auf, das Volldruck-Kompressionssystem CPK COMPRESS-2 erreicht 40 mmHg.




Leistungen

- ✓ Präzise Druckkontrolle von 20 oder 40 mmHg
- ✓ Visuelle Indikatoren für korrekte Überlappung
- ✓ Hoher Tragekomfort durch latexfreie Polsterung
- ✓ Sicherer Halt für bis zu 7 Tage

Indikationen

- Venöse Beinulzera
- Lymphatische Ödeme
- Weitere klinische Zustände, bei denen eine Kompressionstherapie medizinisch angemessen ist

	Größe	Zusatzinformation	Polsterverb. /Zugbinde	VE	PZN	REF
S	18 cm bis 25 cm	Volldruck System	10 cm x 4 m / 10 cm x 5.5 m	1 x 2	20362107	CPK-C-1
M	25 cm bis 32 cm	Volldruck System	10 cm x 5 m / 10 cm x 7.5 m	1 x 2	20362113	CPK-C-2
S	18 cm bis 25 cm	Druckreduziertes System	10 cm x 4 m / 10 cm x 5.5 m	1 x 2	20368587	CPK-C-LT-1
M	25 cm bis 32 cm	Druckreduziertes System	10 cm x 5 m / 10 cm x 7.5 m	1 x 2	20368601	CPK-C-LT-2



L+F Medizinprodukte GmbH
Am Gewerbepark 1a
63594 Hasselroth
Germany [DE]

Phone: +49 6184 99 53 357
Fax: +49 6184 99 53 358
E-Mail: info@lf-med.de
Web: www.lf-medizinprodukte.de